

### **Analyses Anapath : Résumé des modalités des prélèvements :**

- **Demande d'analyse :**

- Patient : identifié avec une grande étiquette CHwapi ou vignette mutuelle = données complètes du patient.
- Renseignements cliniques :
  - Une liste précise et numérotée des différents échantillons.
  - Les données cliniques pertinentes : nature de l'échantillon, renseignements cliniques utiles à l'analyse et à l'interprétation des résultats.
  - **Date et heure du prélèvement + heure fixation** (> si le prélèvement n'est pas placé immédiatement dans le milieu fixateur).
  - Indiquer si le prélèvement est **infectieux + noter le pathogène**.
  - Indiquer si le prélèvement est **urgent**.
- Médecin : Date + cachet + signature

- **Prélèvements :**

- Identification patient : identifié avec une petite étiquette CHwapi ou vignette mutuelle  
Si plusieurs prélèvements : indiquer le numéro du prélèvement (écrit sans possibilité de confusion).

Analyses	Types de prélèvements	Milieu fixateur à utiliser	Conditions de stockage	
			Milieu seul	Avec Prélèvement
Cytologie NON gynécologique	Ponctions	Cytolyt	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
	Ponctions et liquides	Pas de milieu = <b>A frais Uniquement</b> pour liquides et ponctions : d'ascite, pleural, péricardique, urines	Pot sec (propre) T° ambiante	Frigo (local dépôt)
	Lames	Etalement de ponction fixé à la laque sur lame	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Cytologie gynécologique	Frottis	Pots PréservCyt®	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
	Lames	Etalement de frottis fixés à la laque sur lame	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Histologie et immunohistochimie	Biopsies	Formol tamponné neutre 4% (pots)	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
	Pièces opératoires	Formol tamponné neutre 4% (boîtes hermétiques)	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Immuno-fluorescence	Biopsie cutanée	Milieu de Michel	Frigo	Frigo puis T° ambiante uniquement pour le transport.
Examens extemporanés (ou seins avec microcalcifications)	Biopsies ou Pièces opératoires	Pas de milieu = <b>A frais</b>	Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath le + <b>rapidement possible</b> !	

Pour les **Autopsie adultes + fœtales/pédiatriques** : suivre les flux.

- LAP\_4\_02\_PR06\_Flux1 Flux Autopsie adulte.
- LAP\_4\_02\_PR06\_Flux2 Flux Autopsie fœtale-pédiatrique.

Pour les **examens extemporanés et les échantillons urgents à frais** (sauf ponctions) => toujours téléphoner au secrétariat anapath (33.33.70)

**UNION** : Envoyer directement le prélèvement via le passe-plat.

**ND** : le secrétariat envoie une navette en urgence + placer le prélèvement dans le sac de couleur + colson y compris pour les extemporanés. ! Bien inscrire le n° de téléphone de la salle d'op.

**Compléter les feuilles de traçabilité + placer les prélèvements dans un sac de couleur + fermé par un colson.**

➤ **Analyses urgentes et prélèvements à frais :**

=> prévenir le laboratoire d'anapath le plus tôt possible. (33.33.70)

Types de prélèvements	Milieu à utiliser	Transport et sous-traitant	Conditions de stockage avec le prélèvement
Ganglion ou autres prélèvements dans le cadre d'une suspicion de Lymphome	<b>Formol</b> tamponné neutre 4% (pots)	Transport : <b>Normal</b> CHwapi Sous-traitant : si positif après analyse en anapath, envoi à l'IPG.	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Biopsies <b>muscles striés</b>	un morceau 5-8 mm <b>à frais</b> enrobé dans une compresse imbibée de sérum physiologique.	Transport : <b>URGENT</b> => considéré comme une extempo Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct à Brugman. (du lundi au jeudi avant midi. Pas le vendredi)	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath <b>le + rapidement possible !</b>
Biopsies <b>nerfs</b>	1. un morceau 4mm dans <b>glutaraldéhyde 4%</b> 2. un morceau 10mm dans <b>formol neutre 4%</b> 3. un morceau 5-8 mm <b>à frais</b> enrobé dans une compresse imbibée de sérum physiologique.	Transport : <b>URGENT</b> => considéré comme une extempo Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct à Brugman. (du lundi au jeudi avant midi. Pas le vendredi)	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath <b>le + rapidement possible !</b>
Biopsie de tissu conjonctif, cutané dans le cadre de suspicion de Maladie <b>Ehlers Danlos</b>	1. Punch de 2 à 3 mm de diamètre (contenant le derme réticulaire) dans du <b>formol neutre 4%</b> 2. un morceau dans <b>glutaraldéhyde 4%</b>	Transport : <b>URGENT</b> => considéré comme un extempo. Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct au CHULiège.	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath <b>le + rapidement possible !</b>

➤ **Analyses spéciales :**

Types de prélèvements	Analyses	Milieu à utiliser	Transport et sous-traitant	Conditions de stockage avec le prélèvement
Biopsie	Biologie moléculaire (PCR)	Formol tamponné neutre 4% (pots)	Transport : Normal CHwapi Sous-traitant : Dépend de l'analyse demandée	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Ponctions		<b>A frais</b>		Frigo (local dépôt)
Frottis cervico-vaginal (HPV)		Pot PréservCyt pour les frottis cervico-vaginaux		T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Biopsie – pièce opératoire	FISH – SISH	Formol tamponné neutre 4% (pots)	Transport : Normal CHwapi Sous-traitant : Dépend de l'analyse demandée	T° ambiante ou frigo (local dépôt)